

Quantitative Hämoglobin-Bestimmung im Stuhl

# SENTiFIT iFOB-Test

Sicher – hygienisch – einfach



# Der iFOB-Test als Standard im Labor

Darmkrebs ist eine der am häufigsten diagnostizierten Krebserkrankungen. Dabei ist er bei frühzeitiger Erkennung durchaus vermeidbar. In der Krebsfrüherkennungsrichtlinie ist der immunologische Test auf okkultes Blut im Stuhl (iFOBT, englisch: FIT) neben der Koloskopie bereits Standard. Das humane Hämoglobin wird hochspezifisch mit Hilfe von Antikörpern detektiert. Bei einem positiven Befund können so frühzeitig weitere diagnostische Maßnahmen ergriffen werden.

## Sicher und zuverlässig – der SENTiFIT iFOB-Test

Die hohe Qualität hat sich in Deutschland und international in Screening-Programmen bewährt und wurde durch zahlreiche Studien belegt. Der SENTiFIT® iFOB-Test entspricht den vom G-BA formulierten Anforderungen:

- *Standardisierte Durchführung im Labor mittels automatisierter Verfahren*
- *Eine bebilderte und leicht verständliche Anleitung für eine korrekte Stuhlentnahme durch den Patienten*
- *Hohe Testgüte: Sensitivität 26,5 %, Spezifität 97,0 %*

## Hygienisch und einfach – das SENTiFIT® pierceTube

- *Einkerbungen am Entnahmestäbchen und der integrierte Abstreif-Filter sorgen für die richtige Menge an Stuhl (10 mg)*
- *Keinerlei Probenvorbereitung nach der Probenentnahme vor der Messung am Analyser SENTiFIT® 270*
- *Der durchstechbare Deckel wird durch festen Verschluss gesichert*
- *Die laborübliche Röhrenchenform erlaubt die Archivierung in Standard-Racks*

## Spezifikationen

<b>Probenröhrchen</b>	SENTiFIT® pierceTube
<b>Probenstabilität</b>	32 Tage bei 2-8°C bzw. 14 Tage bei 28-32°C im SENTiFIT pierceTube
<b>Druckfestigkeit</b>	Entspricht der Verpackungsvorschrift P650 der ADR und IATA
<b>Reagenzien</b>	SENTiFIT® FOB Gold® Latex Wide   FOB Gold® Screen Diluent
<b>QC und Kalibrator</b>	FOB Gold® Control Set Wide (Level 1 und 2)   FOB Gold® Calibrator Wide
<b>Analysesystem</b>	SENTiFIT® 270

Wissenswertes rund um den SENTiFIT® iFOB-Test, wertvolle Tipps zur Krebsprävention sowie Informationsmaterial für niedergelassene Arztpraxen und Patienten wie Flyer, Poster oder Anleitungen finden Sie unter [www.darmkrebs-screening.eu](http://www.darmkrebs-screening.eu).

