

# Piccolo Xpress® chemistry analyzer

## Parameterübersicht

Parameter	Lipid Panel	Lipid Panel Plus	Liver Panel Plus	General Chemistry 6	General Chemistry 13	AmLyte 13	Comprehensive Metabolic Panel	Basic Metabolic Panel	Basic Metabolic Panel Plus	MetLyte 8 Panel	MetLyte Plus CRP	Renal Function Panel	Kidney Check	Hepatic Function Panel	BioChemistry Panel Plus	Electrolyte Panel	
ALB			■	■	■	■					■	■		■	■		Albumin
ALP			■	■	■	■								■	■		Alkalische Phosphatase
ALT		■	■	■	■	■								■	■		Alanin-Aminotransferase
AST		■	■	■	■	■								■	■		Aspartat-Aminotransferase
BUN*				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		Blut-Harnstoff-Stickstoff**
Ca				■	■	■	■	■			■	■			■		Calcium
CK					■				■	■							Creatinkinase
Cl <sup>-</sup>						■	■	■	■	■	■	■				■	Chlorid
CRE				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		Creatinin
GFR**				■	■		■	■	■	■	■	■	■		■		Glomeruläre Filtrationsrate**
CRP						■				■					■		C-reaktives Protein
DBIL														■			Direktes Bilirubin
GGT			■	■	■										■		Gamma-Glutamyl-Transferase
GLU		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		Glucose
K <sup>+</sup>					■	■	■	■	■	■	■	■				■	Kalium
LAC											■						Laktat
LDH								■									Laktat-Dehydrogenase
Mg								■			■	■					Magnesium
Na <sup>+</sup>					■	■	■	■	■	■	■	■				■	Natrium
PHOS											■	■					Phosphat
AMY			■		■	■									■		Amylase
TBIL			■		■	■								■			Totales Bilirubin
tCO <sub>2</sub>						■	■	■	■	■	■	■				■	Gesamtkohlendioxid
TP			■		■	■								■	■		Gesamteiweiss
UA					■										■		Harnsäure
CHOL	■	■															Cholesterin
CHOL/HDL**	■	■															Cholesterin /HDL**
HDL	■	■															High Density Lipoprotein
LDL**	■	■															Low Density Lipoprotein**
TRIG	■	■															Triglyzeride
VLDL**	■	■															Very Low Density Lipoprotein**
nHDLc**	■	■															Nicht-HDL Cholesterin**

\* BUN x 2,142 = Harnstoff  
 \*\* berechneter Wert

Änderungen des Designs sowie Spezifikationsänderungen basierend auf fortschreitender Produktentwicklung behalten wir uns vor. Solche Änderungen werden bei Neuauflegenscheinungen bestätigt und anhand des neuen Ausstellungsdatums verifiziert.

© Copyright 2016 – Sysmex Suisse AG/Abaxis Europe GmbH

### Vertrieb Schweiz: Sysmex Suisse AG

Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Schweiz · Telefon +41 44 718 38 38 · Fax +41 44 718 38 39 · info@sysmex.ch · [www.sysmex.ch](http://www.sysmex.ch)

### Vertrieb: Sysmex Europe GmbH

Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Deutschland · Telefon +49 40 52726-0 · Fax +49 40 52726-100 · info@sysmex-europe.com · [www.sysmex-europe.com](http://www.sysmex-europe.com)

EU Bevollmächtigter: Abaxis Europe GmbH Bunsenstrasse 9-11, 64347 Griesheim, Deutschland

Hersteller: Abaxis Inc. 3240 Whipple Road, Union City, CA 94587, U.S.A.

Die für Ihre Region zuständige Sysmex Niederlassung finden Sie unter [www.sysmex-europe.com/contacts](http://www.sysmex-europe.com/contacts)